



Viso e corpo modellati con i fili di sospensione

L'innovativa tecnica per sollevare i tessuti e favorire la stimolazione del collagene, senza l'aiuto del bisturi

Un viso e un corpo modellati e snelli, senza l'intervento del bisturi. È possibile. Lo permette una tecnica made in Usa che ricorre all'utilizzo dei cosiddetti fili di sospensione. Un metodo all'avanguardia che permette di sollevare i tessuti, favorire la stimolazione del collagene, riuscendo a contrastarne la lassità e ridefinendone i profili. E se fino a qualche tempo fa questo tipo di intervento veniva effettuato quasi esclusivamente su viso, guance e collo, oggi è possibile intervenire anche su altre parti del corpo come cosce, pancia braccia, glutei. Garantendo un effetto di ringiovanimento quasi immediato senza lividi e senza cicatrici, non invasivo e indolore. Con il dottor Bruno Bovani, chirurgo plastico, membro della società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e direttore sanitario del centro Esculapio di Perugia, cerchiamo di capire come funziona questa nuova tecnica, appena messa a punto.

Dottore, cosa sono i fili per di sospensione?

«Sono fili sottili, costituiti da acido polilattico e quindi completamente riassorbibili, che permettono di ottenere un effetto di sostegno della pelle, riuscendo a ringiovanire, rendere più tonici i tessuti e ridefinire sia i profili del viso, sia quelli di alcune delicate zone del corpo».

Come funziona questa tecnica?

«I fili vengono posizionati nella derma con l'aiuto di un ago estre-

mamente affilato e quindi praticamente indolore. Sono realizzati, come dicevamo, in acido polilattico e sono dotati di coni bidirezionali, creano fin da subito un effetto di trazione e sollevamento della cute. E non solo. L'acido polilattico riassorbendosi produce collagene. Dopo circa un anno e mezzo è completamente assorbito, ma nel frattempo la pelle è stata ricompattata, tonificata e riempita. Il trattamento è molto breve, indolore, e, cosa ancora più importante permette di riprendere subito le proprie attività».

Bisogna sottoporsi ad un intervento per posizionare i fili?

«Non si può parlare di interven-



Tessuti giovani il dottor Bruno Bovani; sotto, un esemplare di filo di sospensione

TECNICA

Il trattamento eseguito al Centro Esculapio consiste nel posizionare, nel viso e in



alcune zone del corpo), fili sottili, costituiti da acido polilattico e quindi completamente riassorbibili.



to. Piuttosto è un trattamento che si esegue in anestesia locale, ha una durata di 20-30 minuti al massimo. Ma specialmente si effettua senza bisturi, cicatrici, né punti di sutura e con una ripresa immediata delle proprie attività».

In quali zone è indicato l'uti-

lizzo di questi fili?

«Il trattamento è adatto senz'altro ai profili del viso. Ma la novità è che abbiamo recentemente messo a punto una nuova tecnica che permette di utilizzare i fili anche su ginocchia, interno cosce, pancia, interno delle braccia, glutei ot-

tenendo gli stessi effetti del viso: miglioramento del tono, profili modellati, ringiovanimento dei tessuti».

Quali sono invece i tempi di assorbimento?

«Circa un anno e mezzo. Diciamo che dopo due anni si perde ogni traccia del filo, ma nel frattempo si è prodotto nuovo collagene che ha ricompattato, tonificato e riempito la pelle. Un effetto che inizia a vedersi nei primi giorni continua a migliorare progressivamente fino a quattro o cinque mesi, senza dare troppo nell'occhio. Naturalmente il trattamento può essere ripetuto più di una volta».

Dottore, chi si sottopone a questa tecnica può fare altri trattamenti?

«Direi di sì, anzi è consigliabile. Questo tipo di trattamento è ottimo in sinergia con altre tecniche.

Per esempio abbiamo riscontrato che è ottimo l'abbinamento con la radiofrequenza numero uno nel mondo nota come Thermage. Al centro Esculapio di Perugia, infatti, abbiamo messo a punto un trattamento combinato tra Radiofrequenza e Fili di sospensione che abbiamo chiamato Thermasoft».

In che consiste?

«Circa un mese prima di effettuare il trattamento con i fili, le nostre pazienti vengono sottoposte ad una seduta della tecnologia di radiofrequenza Thermage. Questa soluzione ottimizza gli effetti del trattamento».

Per informazioni sul dottor Bovani www.chirurgiaesteticaperugia.it, e per e-mail a info@brunobovani.it; o telefono tel. 075.5000200

RE. PE.

Massima precisione senza dolore, in una "penna" la nuova frontiera del filler

PERUGIA - Migliorare sensibilmente il proprio aspetto attraverso piccole iniezioni su viso collo e décolleté senza sentire dolore? Non è un miraggio ma la nuova frontiera dei filler e della bellezza.

Esiste infatti un nuovo dispositivo capace di ottenere ottimi risultati, riducendo il dolore al paziente che vi si sottopone fino al 70 per cento.

Questo rivoluzionario apparecchio si chiama Teosyal Pen e assicura un trattamento iniettivo per il ringiovanimento delle zone più sensibili senza sofferenza e senza complicanze post trattamento. Il dottor Bruno Bovani chirurgo plastico, membro della società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e direttore sanitario del centro Esculapio di Perugia, è uno dei primi medici che

ha adottato questo dispositivo.

«Teosyal Pen - spiega il medico - è stata concepita per eseguire il trattamento attraverso una tecnologia del tutto innovativa che permette al medico il completo controllo e la massima precisione durante l'iniezione. La componente elettronica di Teosyal Pen è in grado di fornire la giusta pressione, l'appropriata velocità e l'adeguata quantità di prodotto da iniettare, il tutto senza conseguenze per i pazienti.

Con Teosyal Pen il medico unisce il meglio della tecnologia alla sua esperienza, garantendo così alle proprie pazienti un trattamento in tutta sicurezza e senza dolore per qualsiasi area del viso, anche in quelle più delicate e sensibili, come ad esempio sono labbra e contorno occhi, senza ematomi e senza il rischio di commettere er-

rori, ma assicurando un effetto del tutto naturale e capace di adattarsi alle zone in cui viene applicato.

Questo ovviamente evita qualunque tipo decorso post intervento e permette alle pazienti e ai

pazienti di tornare immediatamente alla loro vita e alle loro attività».



Novità La nuova Teosyal Pen permette maggior precisione senza dolore

IL CONVEGNO

Bovani al Worldwide experts meeting

BARCELLONA - Un importante riconoscimento per il chirurgo plastico perugino e direttore sanitario del Centro Esculapio, Bruno Bovani. Il medico ha partecipato nei giorni scorsi al Worldwide experts meeting di Barcellona. L'importante convegno con corsi interna-

zionali Silhouette Soft e lezioni teoriche, tenuti da specialisti di fama internazionale con oltre 1.300 partecipanti, provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo.

Una due giorni con interventi live e tavole rotonde tutta incentrata sui trattamenti Silhouette Soft. Il chi-

rurgo perugino, membro della società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica è intervenuto, unico tra i relatori del prestigioso convegno di Barcellona, sulle più recenti tecniche dei fili di sospensione applicate anche al corpo.